

В этом задании будет предложено поработать с датасетом, полученным с Illumina MiSeq при секвенировании ДНК E.coli O157, смертельного штамма кишечной палочки.

Секвенирование парных ридов длиной по 150 п.о. проводилось в Сент-Луисе, США, в 2011 году, при вспышке заболевания.

- 1) Загрузите fastq-файл с прямыми прочтениями:
 https://drive.google.com/file/d/1UIZt8EqSEzIjrbY0p75ZADOEzeNof
 DIC/view?usp=sharing
- 3) Проверьте, совпадают ли md5 строки этих файлов со следующими: 1e8cf249e3217a5a0bcc0d8a654585fb и 70c726a31f05f856fe942d727613adb7 (это важно, чтобы понять, скачались ли файлы в целости; для проверки используйте md5sum: md5sum SRR957824 500K R1.fastq.gz SRR957824 500K R2.fastq.gz).




4) Примените FastQC к файлам: fastqc SRR957824_500K_R1.fastq.gz SRR957824_500K_R2.fastq.gz




- 5) Проанализируйте полученные отчёты. Какой файл лучше по качеству?
- Мне кажется SRR957824_500K_R1_fastqc.html лучше по качеству, т. к. содержимое и качество базовой последовательности намного лучше.
- 6) Скачайте файл с адаптерами, которые чаще всего используются при секвенировании:

 https://drive.google.com/file/d/1pp9rQ1dYMmwKCcdlIGwN9PiHh5118

 ZfA/view?usp=sharing
- 7) Вы можете применить любой из следующих инструментов для обрезки ридов: fastp, scythe, cutadapt, trimmomatic, a также sickle для устранения низкокачественных концов ридов. Пример команды trimmomatic: java -jar trimmomatic-[версия программы].jar РЕ [файл 1] [файл 2] [файл 1, вывод] [файл 1, удалённые риды] [файл 1, вывод] [файл 1, удалённые риды] ILLUMINACLIP: [путь к adapters.fasta]:2:30:10 LEADING:3 TRAILING:3 SLIDINGWINDOW:4:15 MINLEN:36



8) Ещё раз создайте отчёты FastQC. Что изменилось?



Первый и второй отчет улучшились по качеству, но второй по содержимому базовой последовательности все равно не очень, нужно еще обрезать.

9) Можете сделать один отчёт для проекта — для объединения можно воспользоваться программой MultiQC: перейдите в папку, где содержаться все отчёты FastQC в HTML-формате и наберите команду multiqc.

